

ParaPost ParaCore Automix

überarbeitet am : 06.05.2010

Druckdatum : 18.05.2010

Seite 1 von 4

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

ParaPost ParaCore Automix

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

nur für den zahnärztlichen Gebrauch

Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Firmenname : Coltène/Whaledent AG
 Straße : Feldwiesenstrasse 20
 Ort : CH-9450 Altstätten
 Telefon : +41 (71) 75 75 300
 Telefax : +41 (71) 75 75 301
 E-Mail : info@coltenewhaledent.ch
 Internet : www.coltenewhaledent.com

2. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Reizend

R-Sätze :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Gemisch)

Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
276-957-5	72869-86-4	UDMA	10 - 15 %	R52-53
221-950-4	3290-92-4	TMPTMA	10 - 15 %	N R51-53
216-367-7	1565-94-2	BISGMA	5 - 10 %	Xi R36/37/38
203-652-6	109-16-0	TEGDMA	1 - 5 %	Xi R36/37/38-43
202-327-6	94-36-0	Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid	< 1 %	E, O, Xi R3-7-36-43
231-667-8	7681-49-4	Natriumfluorid	< 1 %	T, Xi R25-36/38-32

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Erste Hilfe nach Verschlucken

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

ParaPost ParaCore Automix

überarbeitet am : 06.05.2010

Druckdatum : 18.05.2010

Seite 2 von 4

Geeignete LöschmittelWasser. Schaum. Löschpulver. Kohlendioxid (CO₂). Sand.**Zusätzliche Hinweise**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung**Hinweise zum sicheren Umgang**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Nur für den berufsmäßigen Verwender. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Angaben zur Handhabung

Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.

Lagerung**Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen**

Lichtempfindliche(r) Stoff(e).

Empfohlene Lagerungstemperatur: 4 - 8 °C

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte**Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

CAS-Nr.	Bezeichnung	ml/m ³	mg/m ³	F/m ³	Spitzenbegr. Kategorie	Art
94-36-0	Dibenzoylperoxid		5 E		1(I)	

Begrenzung und Überwachung der Exposition**Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Handschutz

Einmalhandschuhe. Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid).

Roeko Glovyl - oder vergleichbare Fabrikate anderer Firmen.

Augenschutz

Gestellbrille.

Körperschutz

Laborkittel.

ParaPost ParaCore Automix

überarbeitet am : 06.05.2010

Druckdatum : 18.05.2010

Seite 3 von 4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand : Paste
Farbe : weißlich

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm

Zustandsänderungen

Dichte (bei 23 °C) : 2.1 g/cm³
Wasserlöslichkeit (bei 23 °C) : unlöslich
Lösl. in weiteren Lösungsmitteln : Ethanol. (teilweise löslich)

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Licht.
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Prüfungen

Sensibilisierende Wirkungen

Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken.

12. Umweltbezogene Angaben

Weitere Hinweise

Gemäß den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefährlich" (93/21/EWG) ist der Stoff/das Produkt nicht als umweltgefährlich zu kennzeichnen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer : ---
Warntafel

Binnenschifftransport

UN-Nummer : ---

Seeschifftransport

UN-Nummer : ---

Lufttransport

UN/ID-Nr. : ---

ParaPost ParaCore Automix

überarbeitet am : 06.05.2010

Druckdatum : 18.05.2010

Seite 4 von 4

Sonstige einschlägige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften**Kennzeichnung**

Gefahrensymbole : Xi - Reizend

Gefahrenbestimmende Komponenten

TEGDMA

R-Sätze

- 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze

- 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Nationale Vorschriften**16. Sonstige Angaben****Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze**

- 03 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.
07 Kann Brand verursachen.
25 Giftig beim Verschlucken.
32 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
36 Reizt die Augen.
36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
51 Giftig für Wasserorganismen.
52 Schädlich für Wasserorganismen.
52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)