

EU-Sicherheitsdatenblatt

Syntac Adhesive



Ausgabedatum / Referenz

18.03.2005 hot

Ersetzt Fassung vom

18.01.2001

Druckdatum

18.03.2005 **Blatt Nr. 1258**

Seite 1 von 5

Firma

Ivoclar Vivadent AG, Bedererstrasse 2, FL - 9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein

1 Handelsname und Lieferant

- 1.1 Handelsname / Warenkennzeichnung **Syntac Adhesive**
- 1.2 Anwendung / Einsatz Haftvermittler
- 1.3 Hersteller Ivoclar Vivadent AG, Bedererstrasse 2, FL - 9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
- 1.4 Lieferant
- 1.5 TOX NOTRUF Notfall-No: +423 / 235 35 35 oder 373 40 40
Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein

2 Zusammensetzung

- 2.1 Chemische Charakterisierung Mischung aus Wasser, Glutaraldehyd, Maleinsäure und
Polyethylenglycoldimethacrylat
- 2.2 Gefährliche Bestandteile
- | | |
|------------------|---------------------|
| CAS Nr. 110-16-7 | < 0.1 % Maleinsäure |
| CAS Nr. 111-30-8 | 5 % Glutaraldehyd |
- 2.3 Weitere Angaben Keine.

3 Mögliche Gefahren

Gefahr ernster Augenschäden. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

4 Erste Hilfe

- 4.1 Augenkontakt Sofort die Augen mit viel Wasser spülen. Sofort Arzt hinzuziehen oder Transport zur Notfallambulanz veranlassen.
- 4.2 Hautkontakt Gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- 4.3 Verschlucken Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Grosse Mengen Wasser zu trinken geben.
- 4.4 Einatmen An die frische Luft bringen.
- 4.5 Weitere Angaben Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung ausziehen.

5 Brandbekämpfung

- 5.1 Geeignete Löschmittel Wassernebel, Kohlendioxid, Schaum, Trockenlöschmittel.

Ausgabedatum / Referenz	18.03.2005	hot	
Ersetzt Fassung vom	18.01.2001		
Druckdatum	18.03.2005	Blatt Nr. 1258	Seite 2 von 5

- 5.2 Ungeeignete Löschmittel Keine.
- 5.3 Weitere Angaben Keine.

6 Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Bereich mit grossen Mengen Wasser reinigen.
Mit flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Handhabung Handhabung dieses Produkts nur durch ausreichend geschultes Personal.
- 7.2 Arbeitshygiene Berufstätige Hygienemassnahmen einhalten.
Sorgfältig und vorsichtig handhaben, um Berührung mit der Haut und den Augen zu vermeiden.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 7.3 Lagerung Lagerung bei 2-28 °C
- 7.4 Lagerplatz Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- 7.5 Brand- und Ex-Schutz Keine.

8 Expositionsbegrenzung und Schutzausrüstung

- 8.1 Technische Massnahmen Nur bei ausreichender Belüftung handhaben.
- 8.2 Grenzwertüberwachung Glutaraldehyd: MAK-Wert: 0.1 ppm. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, USA), Threshold Limit Value (TLV): 0.2 ppm.
- 8.3 Persönliche Schutzausrüstung
 - 8.3.1 Atemschutz Atemschutz.
 - 8.3.2 Handschutz Gummihandschuhe.
 - 8.3.3 Augenschutz Augendusche sollte in unmittelbarer Arbeitsplatznähe vorhanden sein.
Schutzbrille oder Gesichtsschutz.
 - 8.3.4 Andere Keine.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Erscheinungsform flüssig
- 9.2 Farbe farblos
- 9.3 Geruch charakteristisch
- 9.4 Zustandsänderung Geprüft nach:
nicht bekannt

Ausgabedatum / Referenz 18.03.2005 hot
Ersetzt Fassung vom 18.01.2001
Druckdatum 18.03.2005 **Blatt Nr. 1258**

Seite 3 von 5

9.5 Dichte 1.38 g/cm³ (20°C)

9.6 Dampfdruck
nicht anwendbar

9.7 Viskosität
nicht bekannt

9.8 Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser
löslich

9.9 pH-Wert 4.0

9.10 Flammpunkt > 100 °C

9.11 Zündtemperatur
nicht anwendbar

9.12 Explosionsgrenzen
Untere:
Obere:
nicht anwendbar

9.13 Weitere Angaben Keine.

10 Stabilität und Reaktivität

10.1 Thermische Zersetzung Keine bei bestimmungsgemässer Verwendung.

10.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine unter normalen Lager- und Handhabungsbedingungen.

10.3 Gefährliche Reaktionen Überhitzung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

10.4 Weitere Angaben Vor Lichteinwirkung schützen.

11 Angaben zur Toxikologie

11.1 Akute Toxizität Kann schwere Augenreizung verursachen. Augenkontakt: (siehe 4.1., Erste Hilfe).
Schleimhaut: reizend.
Augenkontakt: (siehe 4.1., Erste Hilfe)
Orale LD50/Ratte: > 3900 mg/kg.

11.2 Subakute / Chronische Toxizität Unausgehärtetes Material: längerer oder oft wiederholter Hautkontakt kann bei einigen Personen allergische Hautreaktionen hervorrufen.

11.3 Weitere Angaben Keine.

Ausgabedatum / Referenz 18.03.2005 hot
 Ersetzt Fassung vom 18.01.2001
 Druckdatum 18.03.2005 **Blatt Nr. 1258**

12 Angaben zur Ökologie Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer oder ins Erdreich gelangen.
 Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 - Schwach wassergefährdend

13 Entsorgung Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften einer Sondermüllverbrennungsanlage zuführen.

13.1 EU waste key 18 01 06

13.2 Swiss waste code ---

13.3 Origin Zahnarztpraxis

14 Transport

14.1 Landtransport ADR --- RID ---
 Klassifizierungscode ---
 GGVS --- GGVE ---
 UN Nummer --- Kemler Zahl ---
 Verpackungsgr. ---
 Korrekte Versandbezeichn.

14.2 Schiffstransport ADNR --- IMDG ---
 GGVSee ---
 UN Nummer ---
 EMS --- MFAG ---
 Verpackungsgr.
 Korrekte Versandbezeichn. ---

14.3 Lufttransport ICAO / IATA-DGR ---
 UN Nummer ---
 Korrekte Versandbezeichn. ---
 Subsidiary Risk ---
 Labels ---
 Verpackungsgr. ---
 Passagierflugzeug Packing Instructions ---
 Max. ---
 Frachtflugzeug Packing Instructions ---
 Max. ---

14.4 Weitere Angaben Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15 Vorschriften Das Produkt fällt unter die EG-Richtlinie 93/42 für Medizinprodukte.
 Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der EG-Richtlinien.

15.1 UN-Nummer ---

15.2 Nationale Vorschriften

Ausgabedatum / Referenz	18.03.2005	hot
Ersetzt Fassung vom	18.01.2001	
Druckdatum	18.03.2005	Blatt Nr. 1258

15.3 EU Nummer

15.4 Gefahrensymbole

Xn


15.5 Gefahrenbezeichnung

Xn: Gesundheitsschädlich. Enthält Maleinsäure, Glutaraldehyd.

15.6 R-Sätze (Gefahrenhinweise)

R: 41-20/22-37/38-42/43

41	Gefahr ernster Augenschäden.
20/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
37/38	Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
42/43	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

15.7 S-Sätze (Sicherheitsratschläge)

S: 2-9-23-26-28-24/25-37/39

2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
9	Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
23	Dämpfe nicht einatmen.
26	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
24/25	Berührung mit Augen und Haut vermeiden.
37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

15.8 MAK-Wert

15.9 BVD-Klassierung (CH)

15.10 VbF (D)

15.11 Weitere Angaben

Keine.

16 Weitere Hinweise

 Version: 3
 Änderungen: 2.2 / 13.1

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt dient der Beschreibung der Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.