

Druckdatum: 12.05.2009

Überarbeitet am: 19.03.2009 - Version: 1.0 / German

DETAXArt.-Nr., Produkt: (Art.-Nr. siehe Katalog) **tempofit® duomix, Basis + Katalysator****1 Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung**

- 1.1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung:
Handelsname: tempofit® duomix
- 1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Gewerblich.
Kompositmaterial für zahnärztliche Zwecke.
- 1.3 Bezeichnung des Unternehmens:
Hersteller / Lieferant: DETAX GmbH & Co. KG
Straße: Carl-Zeiss-Str. 4
Nat. Kennz. / PLZ / Ort: D-76275 Ettlingen
Telefon: 07243/510-0 Telefax: 07243/510-100
E-Mail: post@detax.de
- 1.4 Notrufnummer: 07243/510-0
Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt (Mo.-Do. 8.00-17.00,
Fr. 8.00-16.00)

2 Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung: Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der
Richtlinie 1999/45/EG.
- 2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Keine besonderen Gefahren bekannt.

3 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- 3.1 Chemische Charakterisierung (Zubereitung):
Beschreibung: Mischung von Methacrylharzen und silanisiertem Glas mit
Hilfsstoffen und Farbpigmenten.
- 3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:
Bezeichnung: Aliphatisches Urethandimethacrylat (Zubereitung)
CAS-Nr.: -
EG-Nr.: -
Index-Nr.: -
Konzentration: < 25%
Gefahrensymbole: Xi
R-Sätze: 36/38
- 3.3 Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der Gefahrensymbole und der R-Sätze ist in Kapitel
16 aufgeführt.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 Allgemeine Hinweise: Bei Unfall oder Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich,
Etikett oder SDB vorzeigen).
Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich
auf Einwirkung des Produktes auf Haut, Augen oder auf Ein-
atmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.
- 4.2 nach Einatmen: Frischluftzufuhr, ärztliche Hilfe, Ruhe, Wärme, liegender Transport
zum Arzt, bei Atemnot in halbsitzender Position.
- 4.3 nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien sofort mit viel Wasser und Seife ab-
waschen. Keine Lösemittel verwenden! Bei sichtbaren Hautver-
änderungen oder anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- 4.4 nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort 15 Minuten mit fließendem
Wasser ausspülen. Augenarzt konsultieren.
- 4.5 nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen. Sofort Mund ausspülen und reich-

Druckdatum: 12.05.2009

Überarbeitet am: 19.03.2009 - Version: 1.0 / German

DETAXArt.-Nr., Produkt: (Art.-Nr. siehe Katalog) **tempofit® duomix, Basis + Katalysator**

lich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Bei spontanem Erbrechen dafür sorgen, dass Erbrochenes wegen Ersticken Gefahr ungehindert abfließen kann.

4.6 Selbstschutz des Ersthelfers: Auf Selbstschutz achten (Handschutz, Folienmaske ("Life-Key")).

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 geeignete Löschmittel: Wassernebel, Löschpulver, Kohlendioxid, alkoholbeständiger Schaum.

5.2 aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.

5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Entstehung heißer Acrylat-Dämpfe möglich. Verbrennungsgase nicht einatmen.

5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz verwenden. Bei massiver Schadstoffeinwirkung Schutzkleidung tragen. Entsorgungsarbeiten mit ex-geschützten Geräten durchführen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Ungeschützten Kontakt mit dem nicht ausgehärteten Material vermeiden. Persönliche Schutzkleidung tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Von Kanalisation, Gewässern und Erdoberfläche fernhalten. Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

6.3 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Blähglimmer, Kieselgur) aufnehmen und in geeignetem, entsprechend gekennzeichnetem Behälter sammeln; Entsorgung siehe Punkt 13.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit den Augen, der Haut und der Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Noch nicht vom Brand betroffene Behälter ausräumen. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen.

7.2 Lagerung:
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen
Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur in Originalgebinden an einem kühlen und trockenen Ort, getrennt von Lebensmitteln, bei 2 °C - 12 °C lagern. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht mit starken Oxidationsmitteln sowie stark sauren und alkalischen Materialien zusammen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten.

7.3 Bestimmte Verwendung: Kompositmaterial zur Herstellung dentaler Restaurationen wie provisorische Kronen oder Brücken; zur Verwendung durch geschultes Fachpersonal.

Druckdatum: 12.05.2009
 Überarbeitet am: 19.03.2009 - Version: 1.0 / German



Art.-Nr., Produkt: (Art.-Nr. siehe Katalog) **tempofit® duomix, Basis + Katalysator**

8 Expositionsbegrenzung und Persönl. Schutzausrüstung

- 8.1 Expositionsgrenzwerte: Keine zugeordneten Stoffe mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- 8.2.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz
 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Allgemeine Hygienemaßnahmen beim Umgang mit chemischen Stoffen beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Beschmutzte oder durchtränkte Kleidung wechseln. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Für ausreichende Belüftung und/oder Absaugung sorgen.
- Persönliche Schutzausrüstung:
- Atemschutz: In Ausnahmesituationen wie ungenügende Belüftung, Auftreten von Dämpfen infolge Überhitzung, ist das Tragen von Atemschutz erforderlich (Atemschutzgerät: Gasfilter A, Kennfarbe: braun). Tragezeitbegrenzungen beachten.
- Handschutz: Schutzhandschuhe sollten verwendet werden. Vor Gebrauch Dichtheit prüfen. Handschuhe vor dem Ausziehen vorreinigen, danach gut belüftet aufbewahren.
Geeignet sind Schutzhandschuhe aus folgendem Material (Durchbruchzeit ≥ 1 Stunde):
 Butylkautschuk —Butyl (0,5 mm).
Nicht geeignet sind folgende Handschuhmaterialien:
 Naturkautschuk/Naturalatex —NR; Polychloropren —CR; Nitrilkautschuk/Nitrillatex —NBR; Fluorkautschuk —FKM; Polyvinylchlorid —PVC.
Völlig ungeeignet sind Stoff- oder Lederhandschuhe.
 Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der effektiven Schichtstärke durch Dehnung können zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit führen. Im Zweifelsfall Hersteller befragen.
- Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille tragen.
- Körperschutz: Arbeitskleidung tragen.
- 8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Eindringen in Erdreich, Kanalisation, Oberflächen- und Grundwasser vermeiden.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Erscheinungsbild:
 Form: dünnfließende Paste
 Farbe: Basis: zahnfarben • Katalysator: weißlich
 Geruch: praktisch geruchlos
- 9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit Methode (67/548/EWG)
- | | | |
|--|--------------------------|------------|
| pH-Wert | n.a. | |
| Siedepunkt | nicht getestet | DIN 51356 |
| Flammpunkt | > 100 °C | DIN 51755 |
| Zündtemperatur..... | nicht getestet | DIN 51794 |
| Dampfdruck..... | < 1 hPa bei 20 °C | |
| Dichte | ca. 1,55 g/cm³ bei 20 °C | DIN 51757 |
| Wasserlöslichkeit | praktisch unlöslich | |
| Verteilungskoeffizient Oktanol/Wasser: | n.a. | |
| Viskosität, dynamisch..... | nicht getestet | Brookfield |
| Explosionsgrenzen..... | n.a. | |

Druckdatum: 12.05.2009

Überarbeitet am: 19.03.2009 - Version: 1.0 / German

DETAXArt.-Nr., Produkt: (Art.-Nr. siehe Katalog) **tempofit® duomix, Basis + Katalysator**

9.3 Sonstige Angaben:

Thermische Zersetzung: nicht getestet

10 Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Das Produkt kann unter Einwirkung von Wärme aushärten. Daher in geschlossenen Behältern im Kühlschrank bei 2 °C - 12 °C aufbewahren.

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln, Radikalbildnern, Schwermetallionen.

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung keine bekannt. Im Brandfall können beißende Acrylat-Dämpfe auftreten.

11 Toxikologische Angaben

11.0 Allgemeines:

Der ungeschützte Umgang mit dem unpolymerisierten Produkt kann bei längerer oder ungewöhnlich starker Einwirkung zu Reizungen der Augen und der Haut führen. Bei entsprechend disponierten Personen können allergische Reaktionen bei wiederholtem Hautkontakt nicht völlig ausgeschlossen werden.

11.1 Toxikologische Prüfungen

Akute Toxizität

Akute orale Toxizität:

Für das Produkt liegen keine toxikologischen Daten vor. Für Produkte ähnlicher Zusammensetzung wurde eine LD₅₀ (oral, Ratte) von über 5 000 mg/kg gefunden.

Reizwirkung an der Haut:

Die Reizwirkung an der Haut wurde bei Produkten ähnlicher Zusammensetzung getestet: Kaninchen, 4 h, verschiedene Methoden, occlusiv, verdünnt und unverdünnt. Es traten keine bis leicht reizende Wirkungen auf. Bei längerem und/oder häufigem Hautkontakt sind Reizerscheinungen nicht auszuschließen.

Reizwirkung am Auge:

Analoge Produkte wurden am Kaninchen getestet. Es traten leicht reizende Wirkungen auf. Bei längerer Einwirkung des Produktes sind Schleimhautreizungen am Auge möglich.

Mutagenität/ Reproduktionstoxizität/Fertilität:

Mutagene oder fortpflanzungsgefährdende Wirkungen konnten bei Analogprodukten aus In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen im Tierversuch nicht hergeleitet werden.

12 Umweltbezogene Angaben

12.1 Ökotoxizität:

Verhalten in Kläranlagen (Bakterientoxizität: Atmungs-/ Vermehrungshemmung):

Nicht in Kläranlagen einbringen.

12.2 Mobilität:

Keine Daten verfügbar.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit

Bioabbau / zusätzliche Hinweise:

Keine Daten verfügbar.

12.4 Bioakkumulationspotential:

Keine Daten verfügbar.

12.5 Andere schädliche Wirkungen:

Trinkwassergefährdung nur bei Eindringen sehr großer Mengen in Untergrund und Gewässer möglich.

12.6 Weitere ökologische Hinweise:

Nicht in Abwasser gelangen lassen. Nicht in Erdreich und

Druckdatum: 12.05.2009
 Überarbeitet am: 19.03.2009 - Version: 1.0 / German



Art.-Nr., Produkt: (Art.-Nr. siehe Katalog) **tempofit® duomix, Basis + Katalysator**

Gewässer gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Entsorgung/Abfall (Produkt):
 Empfehlung: Vorschriftsmäßige Beseitigung durch Verbrennen in einer Sonderabfall-Verbrennungsanlage.
 Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten.
 E AK/AVV-Abfallschlüssel: 07 02 08 (Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern - andere Reaktions- und Destillationsrückstände [Hier zuordenbar sogenanntes nicht ausgehärtetes Flüssigpolymer]).
- 13.2 Ungereinigte Verpackungen:
 Empfehlung: Verpackungen sind restlos zu entleeren (tropffrei, rieselfrei, spachtelrein). Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils geltenden örtlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzuführen.

14 Angaben zum Transport

- 14.1 Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE:
 GGVS/GGVE Klasse.... : Kein Gefahrgut
 ADR/RID Klasse..... : Kein Gefahrgut
 Warntafel - Gefahr-Nr.: :
 Bezeichnung des Gutes:
 Bemerkungen..... :
 Versandsymbole :
 Begrenzte Mengen :
- 14.2 Binnenschifftransport GGVBinsch/ADNR:
 Bemerkungen: Kein Gefahrgut
- 14.3 Seeschifftransport IMDG/GGVSsee:
 IMDG/GGVSsee-Klasse : Kein Gefahrgut
 EmS-Nr. :
 Marine pollutant..... :
 Proper shipping name.. :
 Technischer Name :
 LTD. QTY :
- 14.4 Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
 ICAO/IATA-Klasse : Kein Gefahrgut
 Proper shipping name.. :
 Technischer Name :
 Bemerkungen:
 Luftpost..... : zugelassen

15 Rechtsvorschriften

- 15.1 EU-Vorschriften
 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: Keine kennzeichnungspflichtige Zubereitung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG.
- 15.2 Nationale Vorschriften (Deutschland):
 .. Wassergefährdungsklasse: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Einstufung gemäß
 .. Anhang 4 VwVwS vom 17.05.1999 in der aktuellen Fassung).

16 Sonstige Angaben

- 16.1 Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 3:
 R-Sätze und Gefahrensymbole
 R-Sätze:
 R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

Druckdatum: 12.05.2009

Überarbeitet am: 19.03.2009 - Version: 1.0 / German

DETAXArt.-Nr., Produkt: (Art.-Nr. siehe Katalog) **tempofit® duomix, Basis + Katalysator**

Gefahrensymbole:

Xi

Reizend

16.2 Weitere Informationen

Erläuterung der Abkürzungen:

n.a. = nicht anwendbar

n.u. = nicht unterstellt

HZVA = Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung

16.3 Datenquellen

Richtlinie 1999/45/EG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen
Sicherheitstechnische Kenndaten chemischer Stoffe, ecomed-Verlag, Loseblattsammlung mit Ergänzungslieferungen

Handbuch der Abfallentsorgung, ecomed-Verlag, Loseblattsammlung mit Ergänzungslieferungen

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe -
VwVwS vom 27. Juli 2005

Sicherheitsdatenblätter und weitere Angaben von Lieferanten/Herstellern

Die zum Produkt gemachten Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes / der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes / der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.