



# EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Panasil putty

Druckdatum : 27.07.2009

Seite 1 von 4

### 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

#### Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Panasil putty

#### Weitere Handelsnamen

Panasil putty

Panasil putty soft

Panasil putty fast set

#### Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Knetbares, additionsvernetzendes elastomeres Präzisions- Vorabformmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis. Für die Zahnheilkunde.

#### Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Firmenname : Kettenbach GmbH & Co. KG  
Straße : Im Heerfeld 7  
Ort : D-35713 Eschenburg  
Telefon : + 49(0) 2774/705-0  
Ansprechpartner : QM  
E-Mail : info@kettenbach.de  
Internet : www.kettenbach.de  
Auskunftgebender Bereich : QM  
Notrufnummer : + 49 (0) 30 19 240

Telefax : +49 (0)2774/705-33

Telefon : +49 (0)2774/705-58

### 2. Mögliche Gefahren

#### Einstufung

Diese Zubereitung ist gemäß Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefährlich eingestuft.

#### Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### Chemische Charakterisierung ( Gemisch )

Zubereitung aus Silikonpolymeren und Füllstoffen mit Platin- Katalysator (im ppm- Bereich).

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Erste Hilfe nach Einatmen

nicht anwendbar

#### Erste Hilfe nach Hautkontakt

Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

#### Erste Hilfe nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

#### Erste Hilfe nach Verschlucken

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### Geeignete Löschmittel

Wasserdampf. Schaum. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

#### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

## EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### Panasil putty

Druckdatum : 27.07.2009

Seite 2 von 4

#### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

##### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Nicht erforderlich.

##### Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

##### Verfahren zur Reinigung

Mechanisch aufnehmen.

##### Zusätzliche Hinweise

Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

#### 7. Handhabung und Lagerung

##### Handhabung

###### Hinweise zum sicheren Umgang

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

###### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

###### Weitere Angaben zur Handhabung

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

##### Lagerung

###### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Anforderungen.

###### Zusammenlagerungshinweise

Nicht erforderlich.

###### Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen

Keine besonderen Anforderungen.

#### 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

##### Expositionsgrenzwerte

##### Begrenzung und Überwachung der Exposition

###### Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

nicht anwendbar

###### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

###### Atemschutz

Atemschutz nicht erforderlich.

###### Handschutz

Einmalhandschuhe.

Geeignetes Material: PE (Polyethylen).

Ungeeignetes Material: NR (Naturkautschuk, Naturlatex).

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

###### Augenschutz

Nicht erforderlich.

## EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### Panasil putty

Druckdatum : 27.07.2009

Seite 3 von 4

#### Körperschutz

Nicht erforderlich.

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht erforderlich.

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Allgemeine Angaben

Aggregatzustand : Paste  
Farbe : Basis: weiß. Härter: gelb.  
Geruch : geruchlos

#### Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

	Prüfnorm
pH-Wert :	neutral
<b>Zustandsänderungen</b>	
Schmelztemperatur :	nicht anwendbar
Siedepunkt :	nicht anwendbar
<b>Explosionsgefahren</b>	
nicht explosionsgefährlich.	
Dichte (bei 20 °C) :	1,5 - 1,6 g/cm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit :	unlöslich

### 10. Stabilität und Reaktivität

#### **Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

#### **Zu vermeidende Stoffe**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

#### **Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

#### **Zusätzliche Hinweise**

Die Hinweise der Gebrauchsinformation sind zu beachten.

### 11. Toxikologische Angaben

#### Toxikologische Prüfungen

##### **Akute Toxizität**

Akute Toxizität, oral LD50: > 2000 mg/kg Ratte.

##### **Ätzende und reizende Wirkungen**

Reizwirkung an der Haut: nicht reizend.

Reizwirkung am Auge: nicht reizend.

##### **Sensibilisierende Wirkungen**

nicht sensibilisierend.

### 12. Umweltbezogene Angaben

#### **Ökotoxizität**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

#### **Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)

Gelangt bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung nicht ins Abwasser.

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Panasil putty**

Druckdatum : 27.07.2009

Seite 4 von 4

**13. Hinweise zur Entsorgung****Empfehlung**

Unter Beachtung der behördlichen Bestimmungen beseitigen.  
Zusätzliche Hinweise:

**Abfallschlüssel Produkt**

070217 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern; siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten

**Abfallschlüssel Produktreste**

200399 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Andere Siedlungsabfälle; Siedlungsabfälle a. n. g.

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**14. Angaben zum Transport****Sonstige einschlägige Angaben**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**15. Rechtsvorschriften****Kennzeichnung****Hinweis zur Kennzeichnung**

Als Erzeugnis ist das Produkt nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

**Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse : 1 - schwach wassergefährdend  
Status : WGK-Selbsteinstufung

**16. Sonstige Angaben****Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*