

<u>Nome / name:</u>	Aquadist Cleaner
<u>Impiego / usage:</u>	Pulizia Aquadist / Aquadist Cleaner

<u>Prodotto /product:</u>	Citric Acid Monohydrate
---------------------------	-------------------------

<u>Composizione / composition:</u>

Items	Standards	Results
Characteristics	Colourless crystals or a white, crystalline powder.	Passes
Identification	Passes BP test	Passes
Clarity and colour of solution	Clear, < Y ₇ or BY ₇ or GY ₇	Passes
Chloride	< 50 ppm	< 50 ppm
Water	7.5 ~ 9.0 %	8.75 %
Sulfate	< 150 ppm	< 150 ppm
Heavy metals	< 10 ppm	< 10 ppm
Barium	Passes BP test	Passes
Calcium	< 200 ppm	< 200 ppm
Oxalate	< 350 ppm	< 350 ppm
Iron	< 50 ppm	< 50 ppm
Readily carbonizable substances	0.75g → < K	< K
Sulphated ash	< 0.1 %	< 0.1 %
Assay	99.5 ~ 101.0 %	99.85 %
-----	-----	-----

<p>Pericoli / Dangers: Contatto con gli occhi: può causare irritazioni degli occhi; / Eyes contact can cause irritations; Contatto cutaneo: può causare irritazione della pelle; / Cutaneous contact can cause skin irritations; Ingestione: l'ingestione può causare irritazione gastrointestinale. / Ingestion can cause stomachache.</p>

Misure di pronto soccorso / First aid:Contatto con gli occhi:

Lavare subito gli occhi con acqua pulita. Richiedere l'intervento di un medico.

Eyes contact: Immediately wash with clean water. Ask for medical assistance.Contatto cutaneo: Lavare con acqua pulita.Cutaneous contact: Wash with clean water.Ingestione: Non indurre al vomito. Richiedere l'intervento di un medico.Ingestion: Do not induce vomiting. Ask for medical assistance.Altre informazioni / Other informations: N/A

Note: N/A "Non disponibile" / "Not Available"

tel. +39 0445 329811

fax. +39 0445 865246

www.euronda.cominfo@euronda.comEURONDA SPA
Via dell'Artigianato, 7
36030 Montecchio PrecalcinoVicenza – Italy
Cap. Soc. € 175.440,00 i.v.Cod. Fisc. e P.IVA 00595740242
I.S.O. IT 00595740242Reg.Impr. di VI n. 00595740242
R.E.A. di Vicenza n. 139557