


# PERIOMARKER®



## DER MUNDGESUNDHEITS-SCHNELLTEST

Sowohl bei einer Parodontitis als auch bei einer Periimplantitis ist die aktive Form der Matrix-Metalloproteinase-8 (aMMP-8) Teil der Entzündungskaskade und für den Abbau parodontalen Gewebes verantwortlich. Durch aMMP-8 werden die Kollagenfasern des Zahnhalteapparates zerstört.

Der PerioMarker® ist ein Früherkennungsschnelltest mit einem nach fünf Minuten leicht ablesbarem Ergebnis für Arzt, Prophylaxefachkraft und Patient. Er dient der frühestmöglichen Erkennung versteckter oraler Entzündungen, noch bevor diese durch konventionelle Diagnostikmethoden (zum Beispiel Röntgen und Sondieren) erkennbar sind.


Der Nachweis erfolgt durch die Messung des körpereigenen Enzyms aMMP-8. Ein erhöhter Wert ist ein eindeutiges Warnsignal des körpereigenen Immunsystems und zeigt begonnenen parodontalen Gewebeabbau des Körpers an. Unbehandelte orale Entzündungen können den ganzen Körper belasten. Speziell für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder für chronisch Kranke bedeutet dies ein zusätzliches Gesundheitsrisiko, da pathogene Dentalkeime in die Blutbahn eindringen können.

Durch die Visualisierung des individuellen Patientenrisikos ist der PerioMarker® das ideale Instrument zur Früherkennung von parodontalem Gewebeabbau und dient der Sensibilisierung, Motivation, Bindung und Gewinnung von Patienten.

Der PerioMarker® funktioniert schnell, direkt und einfach: Die Speichelflüssigkeit wird auf einen, einem Schwangerschaftstest ähnlichen Teststreifen getropft, auf dem Dentalhygieniker oder Zahnmedizinische Fachangestellte das Ergebnis unmittelbar im Anschluss ablesen können. Zeigt der Test ein positives Ergebnis an, wissen Patient und Praxisteam, dass eine weiterführende Diagnostik und Therapie notwendig wird.


## KONNTE IHNEN DER PERIOMARKER® DURCH DIE ANZEIGE DER AKTUELLEN AMMP-8 WERTE AUFSCHLUSS ÜBER DEN AKTUELLEN MUNDGESUNDHEITSTATUS IHRER PATIENTEN GEBEN?

- 91% Ja
- 9% Nein
- 0% Keine Angabe




## WAR DAS JEWEILIGE TESTERGEBNIS HILFREICH FÜR DIE VISUALISIERUNG UND MOTIVATION DES PATIENTEN?

- 91% Ja
- 5% Nein
- 4% Keine Angabe




## IN MEINER PRAXIS HAT DAS THEMA PA-BEHANDLUNG UND PZR EINEN BESONDERS HOHEN STELLENWERT:

- 96% Ja
- 4% Nein
- 0% Keine Angabe



## DIE KOSTEN FÜR EINEN SOLCHEN TEST:

- 64% Trägt bei uns der Patient privat
- 17% Rechnen wir im Rahmen einer Diagnostikleistung analog ab
- 17% Sehen wir als eigene Investition für die Neupatientengewinnung
- 2% Keine Angabe



## IN DER PRAXIS WERDE ICH PERIOMARKER®:

- 60% Weiter verwenden und in den Recall integrieren
- 27% Den PerioMarker® meinen Kollegen empfehlen
- 11% Nicht verwenden
- 2% Keine Angabe

